

Anticorpo Policlonale Anti-Gclc Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Numero articolo: CM0018705

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GCLC (subunità catalitica della glutammato-cisteina ligasi), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Per studi sulla biosintesi del glutatione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCLC Rabbit pAb
Note/Alias	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2729
GenelD	2729
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio