

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gclm Per Wb, Elisa - P48507

Numero articolo: CM0003890

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia la GCLM umana per applicazioni WB e ELISA. Utile per lo studio della biosintesi del glutatione e delle vie dello stress ossidativo. Riconosce la subunità regolatoria da 31 kDa della glutammato-cisteina ligasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | GCLM Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias   | GLCLR; GCLM                                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                             |
| GeneID (Umana)      | 2730                                                                                                                              |
| GeneID              | 2730                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 175-274 della GCLM umana (P48507). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                             |
| SWISS               | P48507                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 31kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |