

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gclm Per Wb Ed Elisa - P48507

Numero articolo: CM0016602

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla subunità modificatrice della glutammato-cisteina ligasi (GCLM) umana. Validato per WB ed ELISA, rileva GCLM in campioni umani e di topo. Strumento essenziale per la ricerca sulla biosintesi del glutathione e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-GCLM
Note/Alias	GLCLR; GCLM
Specie	Umano
GeneID	2730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di GCLM umana (NP_002052.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P48507
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio