

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gclm Per Wb, If/Icc, Elisa - P48507

Numero articolo: CM0027300

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GCLM umano (subunità modificatrice della ligasi glutammato-cisteina), validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi del glutatione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCLM Rabbit pAb
Note/Alias	GLCLR, GCLM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di GCLM umano (NP_002052.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48507
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio