

Anticorpo Policlonale Anti-Gcm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np62

Numero articolo: CM0024814

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GCM1 umano, un fattore di trascrizione essenziale per lo sviluppo placentare. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per studi sulla differenziazione dei trofoblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	GCM1 Rabbit pAb
Note / Alias	GCMA; hGCMA; GCM1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	8521
ID Gene	8521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-436 di GCM1 umano (NP_003634.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q9NP62
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio