

Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q92616

Numero articolo: CM0018280

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano GCN1L1 (GCN1), un sensore di collisione dei ribosomi coinvolto nel controllo qualità della traduzione e nella risposta allo stress. Validato per WB e ELISA, con reattività contro campioni umani. Peso molecolare previsto ~293kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	[KO Validated] GCN1L1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2462-2671 del GCN1L1 umano (NP_006827.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92616
Peso Proteico	293kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio