


Anticorpo Policlonale Anti-Gcn2 (Coniglio) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Numero articolo: CM0016880



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GCN2 umano (EIF2AK4), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla carenza di amminoacidi e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCN2 Rabbit pAb
Note/Alias	GCN2; PVOD2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	440275
GenelD	440275
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2K8
Peso Proteico	187kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio