


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gcn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Numero articolo: CM0026279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GCN2 (EIF2AK4) umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. GCN2 è una chinasi sensibile allo stress che fosforila eIF-2 α , regolando la traduzione durante la privazione di aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GCN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GCN2; PVOD2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	440275
GeneID	440275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di GCN2 umano (NP_001013725.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2K8
Peso proteico	187kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio