

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gcnt3 Per Wb Ed Elisa - 095395

Numero articolo: CM0015864

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GCNT3 umano, un enzima di ramificazione dei glicani O-core 2/4 di tipo mucinico. Validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla glicobiologia e sulla biosintesi delle mucine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GCNT3 pAb di coniglio                                                                                                                                |
| Note/alias          | GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| ID genico (umano)   | 9245                                                                                                                                                 |
| ID genico           | 9245                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-180 di GCNT3 umano (NP_004742.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                                |
| SWISS               | 095395                                                                                                                                               |
| Peso della proteina | 51 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                   |