


## Anticorpo Policlonale Anti-Gcsh Per Wb, If/Icc, Elisa - P23434

Numero articolo: CM0018157



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GCSH umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la GCSH endogena in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sul metabolismo della glicina e sulla lipoilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GCSH Rabbit pAb                                                                                                               |
| Osservazioni/Alias  | GCE; NKH; GCSH                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)      | 2653                                                                                                                          |
| GeneID              | 2653                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 della GCSH umana (NP_004474.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | P23434                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 19kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |