


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gcsh (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

Numero articolo: CM0009170



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-GCSH ad alta specificità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva GCSH umano (P23434), una proteina H del sistema di scissione della glicina mitocondriale coinvolta nel metabolismo della glicina e nella lipoilazione. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCSH mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	GCE; NKH; GCSH
Specie	Umano
GeneID	2653
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-173 del GCSH umano (NP_004474.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P23434
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio