


Anticorpo Policlonale Anti-Gdap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tb36

Numero articolo: CM0027920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il GDAP1 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sulla fissione mitocondriale e la malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GDAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54332
ID gene	54332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 del GDAP1 umano (NP_001035808.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TB36
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio