

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gdf-8/Miostatina Per Wb Ed Elisa - O14793

Numero articolo: CM0005733



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per GDF-8/Miostatina umana (O14793), validato per Western blot (WB) ed ELISA con reattività crociata in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla crescita del muscolo scheletrico e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniglio anti-GDF-8/Miostatina
Note/Alias	GDF8; MSLHP; GDF-8/Miostatina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-375 della GDF-8/Miostatina umana (NP_005250.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14793
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio