

Anticorpo Monoclonale Anti-Gdf15 Per Wb Ed Elisa - Q99988

Numero articolo: CM0007137



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per il fattore di crescita/differenziazione 15 (GDF15) umano, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, regolazione metabolica, cachessia tumorale e meccanismi della nausea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GDF15 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9518
ID Gene	9518
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 del GDF15 umano (NP_004855.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99988
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio