

Anticorpo Policlonale Anti-Gdf15 Per If/Icc, Elisa - Q99988

Numero articolo: CM0021676



introduzione

Questo anticorpo policlonale anti-GDF15 di coniglio è validato per IF/ICC ed ELISA, specifico per GDF15 umano, un ormone coinvolto nella regolazione dell'appetito, nella cachessia tumorale e nella nausea durante la gravidanza. Adatto per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GDF15 pAb di coniglio
Note/alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Specie	Umano
GeneID (umano)	9518
GeneID	9518
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 197-308 di GDF15 umano (NP_004855.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q99988
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante