

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gdf15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99988

Numero articolo: CM0018614



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GDF15 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva GDF15/MIC-1 umano, murino e di ratto, un ormone della risposta allo stress e un marcatore della cachessia. Ideale per la ricerca oncologica, metabolica e sulla gravidanza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GDF15 Rabbit pAb
Note/alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Specie	Umano
GeneID	9518
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-308 di GDF15 umano (NP_004855.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99988
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante