

Anticorpo Policlonale Anti-Gdi1 Per Wb E Elisa - P31150

Numero articolo: CM0025152

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GDI1 umano (Rab GDP dissociation inhibitor alpha), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con GDI1 di uomo e topo. Ideale per studiare la regolazione delle proteine Rab, il traffico di membrana e le patologie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GDI1 Rabbit pAb
Note/Alias	1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2664
GeneID	2664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 188-447 di GDI1 umano (NP_001484.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P31150
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio