

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gdi2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50395

Numero articolo: CM0028654

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GDI2 umano (Inibitore della dissociazione del GDP di Rab beta) validato in WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni umani, murini, di ratto. Offre un rilevamento affidabile per la ricerca sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] GDI2 Rabbit pAb
Note/Alias	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2665
ID Gene	2665
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-445 di GDI2 umano (NP_001485.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50395
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio