

Anticorpo Monoclonale Anti-Gelsolina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numero articolo: CM0006017



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Gelsolina umana (P06396). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per studi sulla dinamica dell'actina, sul citoscheletro e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Gelsolin mAb di Coniglio
Note/Alias	ADF; AGEL; Gelsolin
Specie	Umano
GeneID (umano)	2934
GeneID	2934
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della Gelsolina umana (NP_000168.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P06396
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio