

Anticorpo Policlonale Anti-Gelsolina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06396

Numero articolo: CM0019479



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la Gelsolina umana (ADF, AGEL), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sul citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gelsolina Coniglio pAb
Note/Alias	ADF; AGEL; Gelsolina
Specie	Umano
GeneID	2934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-438 della Gelsolina umana (NP_000168.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06396
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio