

Anticorpo Monoclonale Anti-Gelsolina Di Coniglio [Convalidato Kd] Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numero articolo: CM0004861

introduzione

[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Gelsolina ricombinante per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Riconosce la Gelsolina umana (P06396), 86 kDa. Adatto per studi sul citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Gelsolina
Note/Alias	ADF; AGEL; [Convalidato KD] Gelsolina
Specie	Umana
GeneID	2934
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-782 della Gelsolina umana (NP_000168.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P06396
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio