

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gelsolina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numero articolo: CM0023407



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD che bersaglia la Gelsolina umana (ADF, AGEL). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. La Gelsolina modula la dinamica dei filamenti di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] Gelsolina Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ADF; AGEL; [Validato KD] Gelsolina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-782 della Gelsolina umana (NP_000168.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06396
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio