

Anticorpo Policlonale Anti-Gem Di Coniglio Per Wb, Elisa - P55040

Numero articolo: CM0026538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina umana legante GTP GEM (KIR) per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani; ideale per studiare la trasduzione del segnale mediata da GEM a livello della membrana plasmatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GEM Rabbit pAb
Note/Alias	KIR; GEM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2669
ID Gene	2669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di GEM umano (NP_005252.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P55040
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio