

Anticorpo Monoclonale Rabbit Contro Gemin 2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Numero articolo: CM0002888



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit che bersaglia Gemin 2 (SIP1) umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'assemblaggio degli snRNP e lo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gemin 2 Rabbit mAb
Note/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8487
ID gene	8487
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Gemin 2 umano (O14893).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14893
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio