

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gemin 2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Numero articolo: CM0027166



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Gemin 2 (SIP1), validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Riconosce una componente di 32 kDa del complesso SMN essenziale per l'assemblaggio degli snRNP e lo splicing dell'pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Gemin 2 Rabbit pAb
Note/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8487
GeneID	8487
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 180-280 di Gemin 2 umano (NP_003607.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14893
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio