

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gemin5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Teq6

Numero articolo: CM0022826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GEMIN5, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA, con reattività nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio dell'assemblaggio degli snRNP e dei meccanismi di splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GEMIN5 Rabbit pAb
Note/Alias	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	25929
GeneID	25929
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TEQ6
Peso della proteina	169 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante