


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gemin6 Per Wb, Elisa - Q8Wxd5

Numero articolo: CM0013614



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GEMIN6 validato per WB e ELISA in campioni umani. Mira alla proteina associata a Gem 6, un componente del complesso SMN coinvolto nell'assemblaggio degli snRNP e nello splicing del pre-mRNA. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GEMIN6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GEMIN6
Specie	Umana
ID genico (Umano)	79833
ID genico	79833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi da 1 a 167 della GEMIN6 umana (NP_079051.9)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8WXD5
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio