


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gemin8 Per Wb, Elisa - Q9Nwz8

Numero articolo: CM0013291



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GEMIN8 convalidato per WB ed ELISA. Progettato per GEMIN8 umano, una proteina associata ai gem coinvolta nell'assemblaggio snRNP e nello splicing del pre-mRNA. - Q9NWZ8

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GEMIN8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FAM51A1; GEMIN8
Specie	Umano
GeneID	54960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 di GEMIN8 umano (NP_060326.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NWZ8
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio