

Anticorpo Policlonale Anti-Gen1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q17Rs7

Numero articolo: CM0016856



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GEN1 umano, validato per WB e ELISA. Mirato all'endonucleasi a lembo omologo GEN 1 (Q17RS7), coinvolta nella risoluzione delle giunzioni di Holliday e nella riparazione del DNA. Adatto per campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GEN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Gen; GEN1
Specie	Umano
Gene ID	348654
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q17RS7
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio