


Anticorpo Monoclonale Anti-Gefirina Per Wb, Elisa - Q9Nqx3

Numero articolo: CM0005561



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-Gefirina convalidato per WB, ELISA su Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia l'organizzatore delle sinapsi inibitorie e l'enzima della biosintesi del cofattore molibdeno. Per la ricerca in neuroscienze e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gephyrin Rabbit mAb
Note / Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10243
GeneID	10243
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQX3
Peso proteico	80kDa/83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio