


Anticorpo Policlonale Anti-Gephirina Per Wb Ed Elisa - Q9Nqx3

Numero articolo: CM0026742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Gephyrina umana (GPHN) per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare l'ancoraggio delle sinapsi inibitorie e la biosintesi del cofattore molibdeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Gephyrin Rabbit pAb
Note/Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10243
GeneID	10243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-769 della Gephyrina umana (NP_065857.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQX3
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio