


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Get4 Per Wb, Elisa - Q7L5D6

Numero articolo: CM0020906



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per omologo della proteina di traffico dal Golgio all'ER 4 (GET4), validato per WB e ELISA. Reagisce con specie umana, topo e ratto. Ideale per ricerche sul controllo della qualità delle proteine e sul targeting delle proteine ancorate alla coda.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GET4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Specie	Umana
GeneID (umano)	51608
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-327 della GET4 umana (NP_057033.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7L5D6
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio