

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gf14-C Per Wb Ed Elisa - Q6Zkc0

Numero articolo: CM0022294



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina GF14-C del riso (proteina simile a 14-3-3, omologo C del fattore G-box 14-3-3). Validato per applicazioni di Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca vegetale e la diagnostica. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                       |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Prodotto          | GF14-C Rabbit pAb                            |
| Note/Alias             | GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C                  |
| Specie                 | Oryza sativa                                 |
| ID Gene (Oryza sativa) | 4345634                                      |
| Immunogeno             | Proteina ricombinante di Oryza sativa GF14-C |
| Sorgente               | Coniglio                                     |
| Categoria              | Anticorpi Policlonali                        |
| Applicazione           | WB, ELISA                                    |
| Reattività Incrociata  | Oryza sativa                                 |
| SWISS                  | Q6ZKC0                                       |
| Peso Proteico          | 71kDa                                        |
| Spedizione             | Sacca di ghiaccio                            |