

Anticorpo Monoclonale Anti-Gfap (Coniugato) Per Immunofluorescenza - P14136

Numero articolo: CM0009110



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-GFAP di Coniglio validato per immunofluorescenza (IF-P). Reagisce con GFAP umano, murino e ratto, un marcatore degli astrociti di 50 kDa. Adatto per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniugato GFAP mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ALXDRD
Specie	Umano
GeneID (umano)	2670
GeneID	2670
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GFAP umano (P14136).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14136
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio