

Anticorpo Monoclonale Anti-Gfap Per Wb, If-F, If-P, Mihc, Elisa - P14136

Numero articolo: CM0003202



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GFAP validato per WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Reagisce con GFAP umano, murino, ratto (~50 kDa). Ideale per la neuroscienza e la ricerca sugli astrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GFAP Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	ALXDRD; GFAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2670
GeneID	2670
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14136
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio