

Anticorpo Monoclonale Anti-Gfap Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P14136

Numero articolo: CM0008822



introduzione

GFAP Rabbit mAb (P14136) è un anticorpo monoclonale di coniglio validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva la GFAP umana e presenta reattività crociata con topo e ratto. ~50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GFAP Rabbit mAb
Note/Alias	ALXDRD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2670
GeneID	2670
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-383 della GFAP umana (NP_002046.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P14136
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio