

Anticorpo Monoclonale Anti-Gfap Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14136

Numero articolo: CM0004981



introduzione

Anticorpo monoclonale GFAP di topo validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Essenziale per il rilevamento degli astrociti nella ricerca sul SNC, con supporto di approvvigionamento one-stop da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb GFAP di Topo
Note/Alias	ALXDRD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2670
GeneID	2670
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-383 della GFAP umana (NP_002046.1).
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14136
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio