

Anticorpo Policlonale Anti-Gfap - P14136

Numero articolo: CM0017674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la GFAP umana, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Adatto per la rilevazione del marcatore degli astrociti nella ricerca sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GFAP Rabbit pAb
Note / Alias	ALXDRD; GFAP
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	2670
GeneID	2670
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-432 della GFAP umana (NP_002046.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14136
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio