

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gfap Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P Ed Elisa - P14136

Numero articolo: CM0017567



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il GFAP umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per gli studi sui marcatori degli astrociti nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GFAP Rabbit pAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | ALXDRD; GFAP                                                                                                    |
| Specie              | Umana                                                                                                           |
| GeneID (umana)      | 2670                                                                                                            |
| GeneID              | 2670                                                                                                            |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-75 del GFAP umano (NP_002046.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                              |
| SWISS               | P14136                                                                                                          |
| Peso della proteina | 50 kDa                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                              |