


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gfer Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55789

Numero articolo: CM0024752



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro la proteina GFER (ALR/ERV1) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce GFER di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia del redox mitocondriale e la rigenerazione epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GFER Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2671
GeneID	2671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 81-205 della GFER umana (NP_005253.3)
Origine	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55789
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio