


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gfm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Numero articolo: CM0026985



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting il fattore di allungamento mitocondriale G (GFM1) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GFM1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	85476
GeneID	85476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 482-751 del GFM1 umano (NP_079272.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96RP9
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio