

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gfpt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06210

Numero articolo: CM0002584



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio GFPT1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce GFPT1 umano, di topo, di ratto (~79 kDa). Essenziale per studi sulla via dell'esosammina e sulla glicosilazione. Rileva un enzima chiave nella sintesi di UDP-GlcNAc.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio GFPT1
Osservazioni/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2673
ID Gene	2673
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-699 di GFPT1 umano (Q06210)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06210
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante