

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gfpt1 (Wb, Elisa) - Q06210

Numero articolo: CM0025375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GFPT1, validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia l'enzima della via degli esosammine con un peso molecolare di 79kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GFPT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2673
ID Gene	2673
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di GFPT1 umana (NP_002047.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06210
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio