

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gfpt2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 094808

Numero articolo: CM0024022

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a GFPT2 umano (SWISS: O94808). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via biosintetica dell'esosamina e sulla glicosilazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GFPT2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
Specie	Umano
Gene ID	9945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-260 di GFPT2 umano (NP_005101.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94808
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio