


Anticorpo Policlonale Anti-Gfra1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56159

Numero articolo: CM0029101



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GFRA1 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva GFRA1 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione neurotrofica e sui neuroni dopaminergici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GFRA1 Rabbit pAb
Note/Alias	GNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Specie	Umano
GeneID	2674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-420 di GFRA1 umano (NP_005255.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56159
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio