


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gfra2 Per Wb E Elisa - 000451

Numero articolo: CM0031030



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro GFRA2 umana, validato per Western Blot e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia il recettore alfa della neurturina per la ricerca nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GFRA2 Rabbit pAb
Note/Alias	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2675
GeneID	2675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-464 di GFRA2 umana (NP_001486.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000451
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio