


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gfra3 Per Wb E Elisa - O60609

Numero articolo: CM0030039



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità diretto contro GFRA3 umano (recettore alfa-3 della famiglia GDNF). Adatto per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con specie umana e mouse. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei fattori neurotrofici e sui neuroni periferici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GFRA3 Rabbit pAb
Note / Alias	GNFR3; GFRA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2676
GeneID	2676
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-240 di GFRA3 umano (NP_001487.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	O60609
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio