


Anticorpo Policlonale Anti-Gga2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy4

Numero articolo: CM0014158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GGA2 validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Rileva GGA2 endogeno in campioni umani e di topo. Ideale per studiare il traffico proteico e la dinamica Golgi-endosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GGA2 pAb di Coniglio
Note/Alias	VEAR; GGA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23062
GeneID	23062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GGA2 umano (NP_055859.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UJY4
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio