

Anticorpo Policlonale Anti-Ggcx Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P38435

Numero articolo: CM0021807



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GGCX (P38435) validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la gamma-carbossilasi dipendente dalla vitamina K umana e murina, essenziale per la ricerca sulla coagulazione e sul metabolismo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GGCX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VKCFD1; GGCX
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2677
Gene ID	2677
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 479-758 di GGCX umana (NP_000812.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P38435
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio