


Anticorpo Policlonale Anti-Ggh Per Wb, Elisa - Q92820

Numero articolo: CM0030486



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-umano GGH (gamma-glutamyl idrolasi) validato per WB e ELISA con reattività crociata in umano e topo. Ideale per ricerche sul metabolismo dei folati e degli antifolati. UniProt Q92820.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GGH Coniglio pAb
Note/Alias	GH; GATD10; GGH
Specie	Umano
GeneID (umano)	8836
GeneID	8836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-230 del GGH umano (NP_003869.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92820
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio